



Katetrisetti 1100

Käyttöohje

Pakkauksen
symbolien
selitykset



Älä käytä uudelleen
Kertakäyttöinen



Katso käyttöohje



Eränumero



Steriili, steriloitu
etyleenioksidilla



Valmistuspäivä



Viimeinen
käyttöpäivä

Huom. Vain Seldingerin tekniikan tai Venae sectio -tekniikan ja keskuslaskimokatetrien riskit tuntevat lääkärit saavat käyttää katetreja tai käytön on tapahduttava tällaisen lääkärin valvonnassa.

1. Käyttö

Katetreja käytetään lääkkeiden ja infuusioliuosten keskuslaskimoon antamiseen implantoitavan LENUS pro® -infuusiopumpun käytön yhteydessä. Katetrit ovat kertakäyttöisiä.

2. Seldingerin tekniikan käyttö

Kun verisuoni on puhkaistu steriilisti ohjainlangalle sopivalla teräskanyylillä, ota ohjainlanka pakkauksesta ja vie se verisuonessa olevan kanyylin läpi taipuisa pää tai J-pää edellä.

Kiinnitä ohjainlanka perkutaanisesti ja poista kanyyli langan päältä.

VAROITUS Lankaa on pidettävä paikallaan, kun verisuonessa oleva kanyyli otetaan pois lankaa pitkin. Älä koskaan työnnä lankaa taipuisa pää tai J-pää edellä.

VAROITUS Älä koskaan siirrä distaalisesti kanyylia, jonka sisällä on lanka.

Vie verisuoneen varovasti laajennin, jossa on irrotettava holkki. Tee tarvittaessa ohjainlangan päälle viilto ihoon. Kiinnitä ohjainlanka, jotta se ei pääse vahingossa luistamaan!

VAROITUS Älä koskaan siirrä ohjainlankaa distaalisesti, kun verisuonessa on laajennin (perforaation riski).

Poista ohjainlanka, poista laajennin ja vie huuhdeltu, ilmaton suora 1000 P -katetri sisään verisuonessa olevan irrotettavan holkin kautta. Kiinnitä katetrin Luer-Lock-kierteeseen ruiskusovitin huuhtelua varten. Vie katetri haluttuun kohtaan laskimossa. Käytä apuna C-kaarta ja läpivalaisua ja tarkista, että katetri on oikeassa kohdassa.

Merkitse liitoskohta ja poista irrotettava holkki ilman, että katetriin kohdistuu vetoa tai puristusta. Katkaise sen jälkeen 1000 P -katetri suorassa kulmassa.

Huuhtelee katetri heparinisoidulla keittosuolaliuoksella, jotta katetriin ei tartu kiinni verta. Sulje ruiskun sovitin steriilillä yhdistelmäkorilla ja valmistelee subkutaaninen ihotasku liittimelle 2000, joka kiinnitetään kiinnitysholkilla 3000.

Leikkaa subkutaaniselle pumpulle tasku ylävatsaan oikealle tai vasemmalle. Aseta pumpu paikalleen ja tee pumpun katetrille tunneli liitoskohtaan. Kytke katetrien päät toisiinsa liittimellä 2000 ja kiinnitä molempien katetrien päät resorboitumattomalla paksulla langalla liittimeen 2000.



Kiinnitä liitin faskiaan laitteen mukana toimitetulla kiinnitysholkilla 3000. Käytä resorboitumatonta lankaa.

3. Venae sectio -menetelmä

Kun ihoon on tehty viilto halutun onttolaskimon päälle, leikkaa suoni vapaaksi. Tuo laskimo näkyviin ja tee ligatuura. Tee laskimoon viilto skalpellilla tai saksilla ja avaa laskimo laskimokoukulla. Vie katetri laskimokoukkua pitkin laskimoon. Vie katetri haluttuun kohtaan onttolaskimossa ja katkaise katetri halutun pituiseksi suorassa kulmassa. Huuhtelee katetrin lumeni ja täytä se ilman ilmakuplia. Jatka edellä kuvatulla tavalla.

4. Katetroinnin vasta-aiheet

Katetroinnin keskeiset vasta-aiheet:

VAROITUS

- Koagulaatiohäiriöt tai hepariinikäsittely ennen piston tekemistä.
- Aiempi kaulan alueen leikkaus, esim. kilpirauhasleikkaus, kaulavaltimon endarterektomia.
- Pistokohdan ympäristön vauriot tai tuumorit.
- Oikean pistokohdan valintaan liittyvät ongelmat.

5. Erityisiä huomautuksia

Älä käytä osia tai settiä, jos pakkauksen osissa tai pakkauksessa on vaurioita tai jos steriiliysaika on päättynyt.

6. Säilytys

Säilytä katetrit kuivassa, pölyttömässä paikassa auringonvalolta suojattuna.

7. Reklamaatiot

Reklamaatiotapauksissa on palautettava virheelliset osat ja ilmoitettava etiketissä mainittu eränumero.

8. Vastuu

Valmistaja ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai sopimattomasta käsittelystä tai säilytyksestä. Valmistaja ei vastaa myöskään tilanteista, joissa katetria on käytetty, vaikka pakkaus on ollut vahingoittunut tai ilmoitettu steriiliysaika on päättynyt.



Valmistaja
VitalAire GmbH
Bornbarch 2
22848 Norderstedt
Germany

Puh: 0800/2 51 11 11
Faksi: 0800/2 02 02 02
Sähköposti: info@vitalaire.de
Verkkosivusto: vitalaire.de



Myynti/jakelija
OMT GmbH & Co. KG
optimal medical therapies
Emscherstr. 8
32427 Minden, Germany

Puh: +49 571/974 34-0
Faksi: +49 571/974 34-39
Sähköposti: info@omtmed.com

 omtmed.com