

Katetersett 1100

Bruksanvisning

Forklaring av
symbolene på
emballasjen



Må ikke gjenbrukes
Kun til engangsbruk



Se bruksanvisningen



Batchkode



Steril, sterilisert
med etylenoksid



Produksjonsdato



Utløpsdato

OBS: Katetrene skal kun brukes av lege eller under tilsyn av lege som kjenner til Seldinger-teknikken eller «Venae sectio» og farene knyttet til sentrale venekatetre.

1. Bruk

Katrene brukes til sentralvenøs tilførsel av legemidler og infusjonsløsninger i kombinasjon med den implanterbare infusjonspumpen LENUS pro®. Katetrene er beregnet for engangsbruk.

2. Håndtering av Seldinger-teknikken

Etter steril punksjon av blodkaret med en stålkanyle som passer til ledevaieren, ta ledevaieren ut av dispenseren og før den inn gjennom kanylen i blodkaret med den fleksible enden eller J-enden først.

Fikser ledevaieren perkutant og fjern kanylen helt over vaieren.

ADVARSEL Når du fører frem vaieren gjennom kanylen i blodkaret, skal du alltid holde godt fast i vaieren. Skyv alltid inn vaieren med den fleksible enden eller J-enden først.

ADVARSEL Flytt aldri kanylen distalt med den liggende vaieren.

Før dilatatoren med avtrekkbar hylse forsiktig inn i karet gjennom et eventuelt hudsnitt som er anlagt over ledevaieren. Fest ledevaieren slik at den ikke glir ved et uhell!

ADVARSEL Flytt aldri ledevaieren distalt sammen med dilatatoren i blodkaret (risiko for perforasjon)

Fjern ledevaieren, fjern dilatatoren, og før inn det skylte, luftfrie rette kateteret 1000 P gjennom den avtrekkbare hylsen i blodkaret. Ved skylning skal sprøyteadapteren med Luer-Lock-gjenger festes på kateteret. Før kateteret til ønsket sted i venen samtidig som den gjennomlyses ved hjelp av en C-bue, og kontroller at kateteret er korrekt plassert.

Marker tilkoblingspunktet, og fjern forsiktig den avtrekkbare hylsen uten å utøve spenning eller press på kateteret. Skjær deretter av kateter 1000 P i en rett vinkel.

Skyll kateteret med heparinisert koksaltløsning for å forhindre at blod fester seg i kateteret. Lukk sprøyteadapteren med en steril kombistopper, og forbered en subkutan hudlomme for koblingen 2000 som fikseres med fikseringshylse 3000.

Disseker den subkutane pumpelommen i den høyre eller venstre øvre delen av buken. Plasser pumpen og påfølgende tunnelføring av pumpekateret til tilkoblingspunktet. Koble til de to kateterendene med koblingen 2000, og fikser begge kateterendene på koblingen 2000 med en ikke-resorberbar tykk tråd.

Fikser deretter koblingen til fascien ved hjelp av den medfølgende fikseringshylsen 3000 med ikke-resorberbar tråd.

3. Håndtering «Venae sectio»

Etter å ha laget et snitt i huden over ønsket hulvene, disseker blodkaret fritt. Blodkaret visualiseres og en ligatur anlegges. Lag et snitt i venen med skalpell eller saks, og åpne venen med en veneløfter. Før inn kateteret langs veneløfteren i blodkaret. Før frem kateteret til ønsket posisjon i hulvenen, og avkort kateteret til ønsket lengde i rett vinkel. Spyl gjennom kateterets lumen og fyll det uten luftbobler. Fortsett i henhold til beskrivelsen ovenfor.

4. Kontraindikasjon for kateterisering

De viktigste kontraindikasjonene for kateterisering er:

ADVARSEL

- Koagulasjonsforstyrrelser eller heparinbehandling på tidspunktet for punksjonen.
- Tidligere operasjon i halsområdet, f.eks. av skjoldbruskkjertelen, endarterektomi av halspulsåren.
- Skader eller tumorer i nærheten av punksjonsstedet.
- Vansker med korrekt posisjonering av punksjonen.

5. Spesielle merknader

Ikke bruk delene eller settet dersom du oppdager skader på emballasjen eller på deler av emballasjen eller dersom sterilitetsgarantiperioden er utløpt.

6. Lagring

Oppbevar katetrene på et tørt, støvfritt sted, beskyttet mot direkte sollys.

7. Reklamasjon

Ved reklamasjon skal delene med feil returneres. Oppgi batchkoden som er angitt på etiketten.

8. Ansvar

Vi påtar oss intet ansvar for personskader eller skader på eiendom som er forårsaket av feil eller uegnet håndtering eller oppbevaring. På samme måte utelukkes alle erstatningskrav dersom kateteret har blitt brukt til tross for at emballasjen er skadet eller etter at den angitte sterilitetsgarantiperioden er utløpt.



Produsent
VitalAire GmbH
Bornbarch 2
22848 Norderstedt
Germany

Tlf.: 0800/2 51 11 11
Faks: 0800/2 02 02 02
E-post: info@vitalaire.de
Nettsted: vitalaire.de



Salg/forhandler
OMT GmbH & Co. KG
optimal medical therapies
Emscherstr. 8
32427 Minden, Germany

Tlf.: +49 571/974 34-0
Faks: +49 571/974 34-39
E-post: info@omtmed.com



omtmed.com