

AutoFuser®

die Einmalpumpe Ihrer Wahl



für kontinuierliche Infusionstherapien
z.B. Chemotherapie, Schmerztherapie, Antibiotikatherapie



- klein und handlich
- sehr leicht
- einfachste Bedienung
- skalierte Schutzkappe
- hoher Tragekomfort
- Aufdruck der Infusionsdauer
- gutes Erkennungsmerkmal durch Farbcodierung

Pumpengröße

mit 100 ml bzw. 275 ml Maximalvolumen



Verschiedene verfügbare Flussraten machen Therapien möglich, die sowohl in der Onkologie (24 h, 48 h, 5 Tage, 7 Tage) als auch in der Schmerz- und Antibiotikatherapie zum Standard geworden sind.

Die Verabreichungsform kann subkutan, intravenös, intramuskulär oder regional erfolgen.

Hersteller:

ACEMEDICAL

Vertrieb:



GmbH & Co. KG

Niederlassung Süd

Daimlerstr. 25
D-78665 Frittlingen

Tel. +49 7426 9477080
Fax +49 7426 9477089

www.omtmed.com

Niederlassung Nord

Emscherstr. 8
D-32427 Minden

Tel. +49 571 29530
Fax +49 571 29529

info@omtmed.com



AutoFuser[®]

die Einmalpumpe Ihrer Wahl



Technische Spezifikationen:

Volumina	100ml, 275ml
Typen	mit kontinuierlicher Flussrate, nur mit Bolusapplikation, kontinuierlich und Bolusapplikation (PCA) kombiniert
Bakterienfilter	1,2µm
Luftfilter	integriert
Leergewicht	65g (100ml Pumpen) 135g (275ml Pumpen)
Größe (Breite/Höhe)	90mm x 40mm (100ml Pumpen) 120mm x 50mm (275ml Pumpen)
Infusionsschlauch	knickfrei, 130cm Länge
Basalraten	0,5 bis 10ml
Bolusmengen	0,5 / 1,0 / 2,0ml
Sperrzeit	10 / 15 / 30 / 60 Minuten
Applikationsmodi	subkutan, intravenös, intramuskulär, regional
Genauigkeit	100ml (±10%) , 275ml (±15%)
Eichung	NaCl 0,9%

Produktliste:

Art.- Nr.	Artikelbezeichnung	PZN	Stück/VE	Farbcode
AFSC4	AutoFuser Einmalinfusionspumpe, Pumpenfüllvolumen 100ml, Flussrate 4,0ml/hr, Infusionsdauer 1 Tag	1082170	10	
AFSC2	AutoFuser Einmalinfusionspumpe, Pumpenfüllvolumen 100ml, Flussrate 2,0ml/hr, Infusionsdauer 2 Tage	1082187	10	
AFMC-2	AutoFuser Einmalinfusionspumpe, Pumpenfüllvolumen max: 275ml, Flussrate 2,0ml/hr, Infusionsdauer 5 Tage	1082253	10	
AFMC-1	AutoFuser Einmalinfusionspumpe, Pumpenfüllvolumen max: 275ml, Flussrate 1,0ml/hr, Infusionsdauer 7 Tage	1082276	10	
AFMC-5	AutoFuser Einmalinfusionspumpe, Pumpenfüllvolumen max: 275ml, Flussrate 5,0ml/hr, Infusionsdauer 2 Tage	4655956	10	
AFMC-10	AutoFuser Einmalinfusionspumpe, Pumpenfüllvolumen max: 275ml, Flussrate 10,0ml/hr, Infusionsdauer 1 Tag	4655962	10	
AF-10041	Beutel für AutoFuser 100ml und 275ml	4655979	10	
AF-10209	Tragetasche für AutoFuser 100ml	2080523	1	
AF-10210	Tragetasche für AutoFuser 275ml	2075410	1	

Andere Pumpentypen (z.B. zusätzliche Flussraten, PCA-Modelle für Schmerztherapie) sind auf Anfrage verfügbar.