

AutoSelector

Die elastomere Infusionspumpe

Haben Sie Fragen?
Unser Kundenservice berät Sie gern.

Tel. +49 571 974 34-0 | Fax +49 571 974 34-39 | info@omtmed.com



www.omtmed.com




Exklusiv-Vertrieb: OMT GmbH & Co. KG, Emscherstraße 8, 32427 Minden, Deutschland

Hersteller: ACE Medical, 3F, Bomoon-Road 61, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea

EMERGO EUROPE Prinsessegracht 20, 2514 AP Den Haag, Niederlande

CE 1639

DA.0002848 | V.01 | Produktflyer AutoSelector | ART00016625 | Alle Rechte vorbehalten



Die sichere und einfache Lösung für die Schmerztherapie.

Der AutoSelector wurde für die schnelle und einfache patientenkontrollierte Analgesie entwickelt. Die Basalrate kann vor Therapiebeginn variabel eingestellt werden. Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, einen fest definierten Bolus anzufordern. Ob im häuslichen Umfeld, ambulant oder im Krankenhaus – der AutoSelector ist für alle Bereiche geeignet und kann intravenös, perkutan, epidural und perineural eingesetzt werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Sehr einfache Befüllung
- Schnelles, zeitsparendes Anlegen und Konnektieren
- Hoher Tragekomfort durch kleines, handliches und sehr leichtes Design
- **Durch Farbkodierungen ist die Spanne der Flussrate und die Bolusmenge auf einen Blick erfassbar**
- Integrierter Luftfilter (1.2 µm bzw. 5 µm)
- Unterschiedliche Füllvolumina und Flussraten
- Tropffreies Primen möglich durch selbstverschließende Luer-Kappe
- Geräuschlose Medikamentengabe
- Bedienung visuell sehr einfach (kein Menü oder Programm)
- Eine unbeabsichtigte Änderung der voreingestellten Flussrate kann durch die Herausnahme des Reglers verhindert werden
- Eine fest definierte Sperrzeit des Bolusgebers verhindert eine versehentliche Überdosierung

Flussrate 1.0–14.0 ml/hr
Bolusmenge 2.0 ml
Sperrzeit 30 min.

Technische Spezifikationen

Volumina	100 ml, 275 ml
Basalraten	0,5–7,0 ml/h, 1,0–14,0 ml/h
Applikationsmöglichkeiten	intravenös, perkutan, epidural, perineural
Genauigkeit	100 ml ($\pm 10\%$), 275 ml ($\pm 15\%$)
Kalibrierung	NaCL 0,9%
Infusionsschlauch	knickfrei, Länge: 155 cm
Abmessung (H x B x T)	100 ml: 95 x 90 x 34 mm 275 ml: 130 x 125 x 38 mm
Gewicht	100 ml: 120 g 275 ml: 185 g

Pumpenausführungen

Füllvolumen	Basalrate	Bolusmenge	Sperrzeit	Anschluss	Residualvolumen
100 ml	0,5–7,0 ml/h	1,0 ml	15 Min.	Luer-Lock	5 ml
100 ml	0,5–7,0 ml/h	1,0 ml	30 Min.	Luer-Lock	7 ml
100 ml	0,5–7,0 ml/h	5,0 ml	30 Min.	Luer-Lock	10 ml
100 ml	1,0–14,0 ml/h	ohne Bolusgeber	-	Luer-Lock	5 ml
275 ml	1,0–14,0 ml/h	2,0 ml	30 Min.	Luer-Lock	7 ml
275 ml	1,0–14,0 ml/h	2,0 ml	30 Min.	NRFit®	10 ml

Zubehör

Auf Anfrage sind verschiedene Taschen und Beutel erhältlich.

