

CADD®-Solis VIP

Intuitive und zuverlässige
Infusionstherapie

Haben Sie Fragen?
Unser Kundenservice berät Sie gern.

Tel. +49 571 974 34-0 | Fax +49 571 974 34-39 | info@omtmed.com



www.omtmed.com



Vertrieb: OMT GmbH & Co. KG, Emscherstraße 8, 32427 Minden, Deutschland

Hersteller: Smiths Medical ASD, Inc. 6000 Nathan Lane North Minneapolis, MN 55442 USA

ECIRep: Smiths Medical Czech Republic a.s. Olomaucka 306, Hranice 1 Meso 75301 Hranice,
Czech Republic

CE 2797

OMT - Ein Unternehmen der 



DA.0001921 | V.01 | Produktfyer CADD-Solis VIP | ART00016881 | Alle Rechte vorbehalten

Die sichere und vielseitige Lösung für die mobile Infusionstherapie.

Die CADD-Solis VIP ist eine ambulante Infusionspumpe, die sich für einen vielfältigen Einsatz eignet. Die Pumpe ist in der Heimtherapie für die Schmerztherapie, parenterale Ernährung und im Rahmen der Chemotherapie anwendbar. Dank bewährter Pumpentechnologie ist sie ein zuverlässiger Begleiter bei der Versorgung von Patient*innen. Vor allem durch ihre einfache Anwendung und hohe Sicherheit soll sie die Therapie erleichtern.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Die zuverlässige CADD Pumpentechnologie sorgt für eine sichere Infusionstherapie der Patient*innen.
- Dank einfacher und intuitiver Bedienweise können Anwender*innen die Pumpe innerhalb kurzer Zeit eigenständig handhaben.
- Eine lange Akkulaufzeit macht die Infusionspumpe zu einem verlässlichen Therapiebegleiter.*
- Die Versorgungsqualität der Patient*innen kann mit Hilfe von digitalen Berichten – wie z. B. Verabreichungsverläufen – beurteilt werden. So können bessere Behandlungserfolge erzielt werden.
- Bewährte Infusionspumpe, mit welcher einige Anwender*innen bereits einen routinierten Umgang beherrschen.

* Laufzeit bei der parenteralen Ernährung 30 h unter Laborbedingungen (Raumtemperatur, 125 ml/h, Bildschirmhelligkeit Stufe 3)

Technische Spezifikationen

Förderrate	PCA-Modus 0–100 ml/h (+Bolusmenge 40–250 ml/h) TPN und Kontinuierlicher Modus 0,1–500 ml/h**
Fördergenauigkeit	± 6 %***
Volumen	0–9.999 ml
Gewicht	595 g (incl. 4x AA Batterien) 410 g (325 g ohne Akku)
Abmessungen (H x B x T)	12,7 cm x 10,2 cm x 4,1 cm
Einsatzbereiche	Parenterale Ernährung/TPN Schmerztherapie/PCA Chemotherapie Antibiotikatherapie

**ab 250 ml/h wird ein Hochleistungsinfusionsset benötigt

***unter Standardbedingungen durchgeführt

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Umfangreiches Sortiment aus Infusionssets, Bolusgeber, Akkus und Transportmöglichkeiten erhältlich.

