

# neria™ Infusionssets

Für die sanfte subkutane Infusion

Haben Sie Fragen?  
Unser Kundenservice berät Sie gern.

Tel. +49 571 974 34-0 | Fax +49 571 974 34-39 | info@omtmed.com



www.omtmed.com



**Vertrieb:** OMT GmbH & Co. KG optimal medical therapies,  
Emscherstraße 8, 32427 Minden, Deutschland

**Hersteller:** Unomedical, Aaholmvej 1-3, 4320 Lejre, Denmark

CE 0459

OMT - Ein Unternehmen der 

Produktflyer neria | V.02 | ART00016691 | Alle Rechte vorbehalten





## Die sichere und einfache Lösung für die subkutane Infusion.

Die neria™-Infusionssets wurden für die subkutane Medikamentengabe entwickelt. Mit den Produkten lassen sich Medikamente zur Behandlung von Krankheiten wie Parkinson, Thalassämie und Immundefizienz-Erkrankungen infundieren.

Außerdem dienen sie zur Schmerztherapie und Rehydratation. Das Produktsortiment der neria™-Infusionssets deckt eine Vielzahl von Funktionen und Eigenschaften ab und bietet – je nach Behandlungssituation und Patientenpräferenz – verschiedenste individuelle Wahlmöglichkeiten.

### Ihre Vorteile im Überblick:

- Ein dünnes Nadeldesign, das dazu beiträgt, den Schmerz bei der Punktion zu minimieren.
- Hautfreundliche selbstklebende Pads, die zusätzliches Klebematerial überflüssig machen.
- Knickresistente doppelwandige Schläuche, die helfen, eine sichere, gleichmäßige Medikamentengabe zu gewährleisten.
- Kleinelumige doppelwandige Schläuche erfordern nur ein geringes Füllvolumen, was dabei hilft, die Medikamentenverschwendung zu verringern.
- Schutzmechanismus gegen Nadelstichverletzungen bei neria™ guard.
- Die meisten Produkte gestatten eine Dekonnection der Schläuche, wodurch sich die Patient\*innen frei bewegen können.
- Standardmäßiger Luer-Lock-Anschluss.



Bestell-Nr.	Schlauchlänge	Kanülenlänge	Nadelstärke	Nadelanzahl	Einstichwinkel	Kanüle	Nadelsicherheit
<b>neria™ Infusionssets</b>							
ART00015066	60 cm	6 mm	27 G	1	90°	Edelstahl	nein
ART00015068	80 cm	10 mm	27 G	1			
ART00015070	80 cm	12 mm	27 G	1			
ART00015077	110 cm	10 mm	27 G	1			
ART00015071	80 cm	8 mm	27 G	1			
ART00015075	80 cm	8 mm	29 G	1			
ART00015073	80 cm	10 mm	29 G	1			

<b>neria™ soft</b>							
ART00015078	80 cm	13 mm	27 G	1	20°–45°	weich	nein
ART00015080	80 cm	17 mm	27 G	1			

<b>neria™ guard</b>							
ART00016194	80 cm	6 mm	27 G	1	90°	weich	ja, aktiver Nadel-Schutzmechanismus
ART00016192	80 cm	9 mm	27 G	1			

<b>neria™ multi</b>							
ART00015050	90 cm	8 mm	27 G	2	90°	Edelstahl	nein
ART00015048	90 cm	10 mm	27 G	2			
ART00015052	90 cm	10 mm	27 G	4			
ART00015054	90 cm	12 mm	27 G	4			



neria™ guard