

Artikel	Nadeldicke	Kanülenlänge	Schlauchlänge	Sicherheit vor Nadelstichverletzung	Design	PZN
<b>Onkostick safety</b>						
ART00015666N	19 G	15 mm	20 cm	ja	Flügel	11267338
ART00015669N	19 G	20 mm	20 cm			11267344
ART00015670N	19 G	25 mm	20 cm			11267350
ART00015673N	20 G	20 mm	20 cm			11267373

<b>Gripstick safety</b>						
ART00015520N	19 G	13 mm	20 cm	ja	rund mit abnehmbarem Griff	09192716
ART00015522N	19 G	15 mm	20 cm			09192722
ART00015524N	19 G	18 mm	20 cm			09192739
ART00015526N	19 G	20 mm	20 cm			09192745
ART00015528N	19 G	25 mm	20 cm			09192751
ART00015530N	20 G	15 mm	20 cm			09192780
ART00015532N	20 G	18 mm	20 cm			09192797
ART00015534N	20 G	20 mm	20 cm			09192805
ART00015536N	20 G	25 mm	20 cm			09192811

<b>Gripstick system</b>						
ART00015538N	19 G	15 mm	20 cm	keine	rund mit abnehmbarem Griff	04721245
ART00015541N	19 G	20 mm	20 cm			04721268
ART00015543N	19 G	25 mm	20 cm			04721191
ART00015545N	20 G	15 mm	20 cm			04721156
ART00015549N	20 G	20 mm	20 cm			04721185
ART00015551N	20 G	25 mm	20 cm			04721222
ART00015553N	20 G	32 mm	20 cm			04721096

**Haben Sie Fragen?  
Unser Kundenservice berät Sie gern.**

OMT GmbH & Co. KG  
optimal medical therapies | Emscherstraße 8 | 32427 Minden

Tel. +49 571 974 34-0 | Fax +49 571 974 34-39 | info@omtmed.com



[www.omtmed.com](http://www.omtmed.com)

**Exklusivvertrieb:**

OMT GmbH & Co. KG optimal medical therapies, Emscherstraße 8, 32427 Minden, Deutschland

**Hersteller:**

VitalAire GmbH, Bornbarch 2, 22848 Norderstedt, Deutschland

CE 0197

OMT - Ein Unternehmen der **VitalAire**

Produktflyer Portnadeln | V.02 | 06/2024 | ART00016693 | Alle Rechte vorbehalten



## Portnadeln

Für zuverlässige Infusionen  
über Portsysteme

Fachkreis-Information

# Portnadeln für Infusionen über Portsysteme.

Unsere Portnadelsysteme dienen zur Infusion von Medikamenten und Nährlösungen über alle gängigen Portsysteme. Sie besitzen einen speziellen Schliff (Huberschliff), um das Septum des Ports nicht zu beschädigen.

- **Onkostick safety** ist eine Portnadel mit Flügeln.
- **Gripstick system und Gripstick safety** haben ein flaches, rundliches Design mit einem abnehmbaren Griff.
- Die Safety-Varianten der Portnadeln haben das Ziel, vor Nadelstichverletzungen zu schützen.



## Ihre Vorteile im Überblick:



### Onkostick safety

- Schutz vor Nadelstichverletzung
- einfache Handhabung
- Punktion mit Schliffrichtung nach oben
- transparente Bodenplatte für gute Sicht auf die Punktionsstelle bei liegender Portnadel
- hoher Patientenkomfort durch eine weiche Schaumstoffunterlage, kleine, schmale und flache Form



### Gripstick safety



- Schutz vor Nadelstichverletzung
- einfache Handhabung und sichere Auslösung des Sicherheitsmechanismus
- sehr einfache Entfernung der Portnadel
- Portnadel kann einhändig entfernt werden und zieht sich selbst aus dem Port
- flache und runde Oberfläche für gute Auflagefläche auf dem Portsystem
- hoher Patientenkomfort durch eine weiche Schaumstoffunterlage
- abnehmbarer Griff
- höherer Anwenderschutz vor Kontamination durch Tröpfchenbildung bei Portnadelentfernung

### Gripstick system



- hoher Patientenkomfort durch eine weiche Schaumstoffunterlage
- kleine, schmale und flache Form
- abnehmbarer Griff