

SO-CONNECT+

Die intuitive Infusionspumpe

Haben Sie Fragen?
Unser Kundenservice berät Sie gern.

Tel. +49 571 974 34-0 | Fax +49 571 974 34-39 | info@omtmed.com



www.omtmed.com



Vertrieb: OMT GmbH & Co. KG, Emscherstraße 8, 32427 Minden, Deutschland

Hersteller: France Développement Électronique
46 rue du Zornhoff, F-67700 Monswiller, Frankreich

CE 0459

OMT - Ein Unternehmen der 

DA.0003180 | V.02 | Produkttyp: So-Connect+ | ART00016675 | Alle Rechte vorbehalten



Die handliche und intuitive Lösung für die subkutane Infusionstherapie.

Die SO-CONNECT+ ist die ideale Pumpe für die subkutane Infusion von Immunglobulin oder Deferoxamin in der Heimtherapie. Die Pumpe ist durch den Touchscreen sehr einfach zu bedienen. Durch das leichte und handliche Design wird man im Alltag kaum beeinträchtigt.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Einfache und intuitive Bedienung durch TFT Touchscreen und sehr gute Menüführung
- Kleine, leichte und handliche Infusionspumpe
- Individuelle Anpassung der Therapie durch umfangreiches Zubehör und Verbrauchsmaterial
- Sicherheit durch Passwortschutz von medizinischem Fachpersonal vorbehaltenen Funktionen
- Eine Pumpe für 20 ml, 30 ml und 50 ml



Technische Spezifikationen

Flussraten	Einstellbar von 1 bis 40 ml/h für 1 Infusionsstelle Einstellbar von 1 bis 80 ml/h für 2 Infusionsstellen Einstellbar von 1 bis 100 ml/h für 3 oder 4 Infusionsstellen Erhöhung in Schritten von 0,1 ml/h
Flussgenauigkeit	± 5 %
Einwegspritze	SO-FILL 20 ml / SO-FILL 30 ml / SO-FILL 50 ml
Verabreichbare Mengen	Einstellbar von 1 ml bis 50 ml in Schritten von 1 ml
Okklusionsdruck	5 bar
Display	TFT 2,4" RGB 320 x 240 Pixel mit resistivem Touchscreen
Motor	Schrittmotor mit magnetischem Encoder
Funktionssperre	Passwortschutz von medizinischem Fachpersonal vorbehaltenen Funktionen
Akku	VARTA EZPack XL 3,7 V 2400 mAh 8,9 Wh
Lebensdauer des Akkus	> 500 Zyklen (> 70 % der Ausgangskapazität)
Akkulaufzeit	10 Infusionen*
Abmessungen (H x B x T)	74 mm x 72 mm x 40 mm
Gewicht	200 g (einschließlich Akku)
Einsatzbereiche	Subkutane Verabreichung von Immunglobulin und Deferoxamin

* Die Akkulaufzeit wurde im Labor unter folgenden Betriebsbedingungen überprüft:

- Infusion 50 ml bei einer Flussrate von 20 ml/h
- Infusion 50 ml bei einer Flussrate von 5 ml/h

Zubehör und Verbrauchsmaterial

OMT bietet umfangreiches Zubehör aus Taschen, Infusionssystem, Entnahmeadapter etc.

