

Påfyllningsdatum // Date of filling	Restvolym i ml // Residual volume in ml	Dos i ng/kg/min // Dosage in ng/kg/min	Remodulinkoncentration i mg/ml // Remodulin Concentration in mg/ml	ml Remodulin®	ml NaCl 0,9 %	Datum för nästa påfyllning // Next refill date

LENUS pro Patientpass/implantatkort Särskilt godkännande | V.01 | KOMS_00327 | 04/2025 | Alla rättigheter förbehålls

Viktig information

Innehavaren av denna dokumentation får långvarig intravenös behandling som en del av behandlingen av PAH. Det finns risk för livshotande skador om behandlingen avbryts. Endast en påfyllningskanyl som godkänts av tillverkaren får användas för att punktera påfyllningsporten.

Infusionspumpen får endast fyllas på av utbildad personal. Vid misstanke om kateterocklusion: Spola katetern med NaCl 0,9% först när du är säker på att det inte finns mer läkemedel i katetern, annars finns det risk för livshotande överdosering.

Important information

The holder of this documentation receives a longterm intravenous therapy as part of the treatment of PAH. There is a risk of death if the therapy is interrupted. The infusion pump is only to be refilled by qualified personnel who are trained in the refilling procedure.

To puncture the refill access port, use only the filling cannula approved by the manufacturer. In case of suspected catheter occlusion: Ensure that no drug is present in the catheter before injecting into the catheter port. Rinse catheter with 0.9 % NaCl solution only – do not put medication directly into the catheter – risk of life-threatening overdose.

Tillverkare
VitalAire GmbH
Bornbarch 2 · 22848 Norderstedt, Tyskland

Tel: +49/0800/2 51 11 11
Fax: +49/0800/2 02 02 02
E-post: info@vitalaire.de
Webb: vitalaire.de

Försäljning/distributör
OMT GmbH & Co. KG
optimal medical therapies
Emscherstr. 8 · 32427 Minden, Tyskland

Tel: +49/0571/974 34-0
Fax: +49/0571/974 34-39
E-post: info@omtmed.com

 omtmed.com

OMT – ett företag inom 



Patientkort/implantatkort

Implant Card

LENUS pro®

Implanterbar infusionspump
inkl. kateterimplantationsset
för administrering av Remodulin®

lplantable infusion pump
incl. Catheter Implantation Set
for administration of Remodulin®

